



Le système ultra-portable NeuroTablet EEG/PSG est idéal pour l'enregistrement vidéo en ambulatoire et au domicile grâce à sa caméra Full HD intégrée.

NeuroTablet RS

- Configuration rapide et facile (pas de jumelage)
- Communication sans fil pour un confort optimal du patient
- Enregistrement vidéo dans l'obscurité totale grâce aux LED infrarouge intégrées et activation automatique du mode nuit
- Jusqu'à 72 heures d'enregistrement continu avec vidéo synchronisée (et 96 heures sans vidéo)
- Interface logiciel intuitive avec des commandes entièrement personnalisables et une option de verrouillage de l'écran (protégé par un code PIN)
- Effectuer les procédures d'activation directement depuis la tablette
- Basculer l'apparence de l'écran de la tablette entre le mode clair et le mode sombre
- Mallette de transport personnalisée
- Configuration possible pour utilisation en soins intensifs
- Connectivités SIM et WIFI pour permettre l'accès à distance



Spécifications NeuroTablet:

Affichage	Ecran tactile full HD 10"
Autonomie de la batterie	Plus de 6 heures
Enregistrement continu	Plus de 72 heures
Résolution caméra	Full HD 1920 x 1080
Enregistrement de nuit	Lampes infrarouge
Stockage	Interne 128 GB SSD et carte Micro SD
Périphérique	Micro, Haut-parleurs, Capteurs de présence et de lumière
Connectivité	USB, Wi-Fi, GSM (LTE, 3G)
Dimensions	180 x 250 x 40 mm (sans l'antenne)
Poids	1100 g
Amplis compatibles	Tous les amplis Deymed sans fil

