

NeuroTablet™ ((RS))

EEG/PSG RECORDING | SYSTEM

INNOVATIVE
AMBULATORY
EEG/PSG TABLET





Système d'enregistrement ultra-portable sur tablette EEG/PSG pour la surveillance ambulatoire, Vidéo à domicile et surveillance des soins intensifs, avec une caméra intégrée, infrarouge et technologie sans fil.

NeuroTablet RS

- Installation rapide et facile (pas d'appairage nécessaire)
- Communication sans fil avec la headbox pour un confort optimal du patient
- Mode veille et réveil de la tablette automatiquement activé par l'étui de transport HVT personnalisé.
- Ensemble de tendances avancées et liste d'annotations rapides pour la surveillance des soins intensifs.
- Capture vidéo dans l'obscurité totale grâce à la puissante lumière LED IR intégrée et à l'activation automatique du mode nuit.
- Jusqu'à 72 heures d'enregistrement ininterrompu avec vidéo synchronisée (96 heures sans vidéo)
- Interface logicielle intuitive avec des commandes entièrement personnalisables et une option de verrouillage de l'écran (protégé par un code PIN).
- Exécution des procédures d'activation HV et Photic directement à partir de la tablette.
- Basculer l'apparence de l'écran de la tablette entre le mode clair et le mode foncé.
- Capacités SIM et WIFI pour un accès à distance.



Spécifications de la NeuroTablette :

| | |
|-----------------------------|---|
| Type d'écran | Full HD Multitouch 10" IPS |
| Fonctionnement sur batterie | + de 6 heures |
| Fonctionnement ininter. | + de 72 heures (selon la taille du stockage) |
| Résolution de la caméra | Jusqu'à Full HD 1920 x 1080 |
| Enregistrement de nuit | Deux bandes de LED IR puissantes |
| Stockage | Interne 128 GB SSD + carte Micro SD |
| Périphériques | Microphone, haut-parleur, Capteur de proximité et de lumière ambiante |
| Connectivité | USB, Wi-Fi, GSM (LTE, 3G) |
| Dimensions (LxHxP) | 180 x 250 x 40 mm (max. sans antenne) |
| Poids | 1100 g |
| Amplificateurs compat. | Headbox sans fil Deymed |



Veuillez noter que ce produit peut ne pas être approuvé par les autorités réglementaires de votre pays/région. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre distributeur ou nous contacter.